

Infant Flow LP nCPAP

nová generácia zlatého štandardu Infant Flow

Nový, patentovaný systém **Infant Flow LP** prináša unikátnu konštrukciu a kompletne modifikované patientske rozhrania. Funguje výrazne lepšie ako starý Infant Flow systém a všetky jeho kópie. A navyše ponúka reálne riešenia všetkých nevýhod ostatných nCPAP systémov.

Infant Flow LP masky

- **jemná manžeta** na hornej strane masky
- **označenie veľkosti** - masky sú farebne kódované
- **pozorovacie okno** v spodnej časti
- **hlboká nosná dutina** vytvára dostatok miesta pre akýkoľvek tvar nosa





Infant Flow LP nozdrilky




- **predĺžené kanáliky** sú v nose stabilne uložené
- **reliéf septa** eliminuje tlak na septum novorodenca
- **rozšírená koncovka** oboch kanálikov minimalizuje únik
- **anatomické zakrivenie** kanálikov kopíruje dýchacie cesty

Nazálna trauma je jedna z hlavných námietok proti starému Infant Flow a obdobným systémom. Nové Infant Flow LP masky a nozdrilky majú do detailov prepracovaný anatomicky optimálny tvar, ktorý radikálne mení spôsob ich aplikácie na nos novorodenca. Tesné pripojenie bez tlaku na nosnú prepážku a okolité tkanivo s minimálnym kontaktom na pokožku znižuje riziko akejkoľvek traumy.



nižšia dychová práca

Starý Infant Flow, ako aj všetky ostatné nCPAP systémy majú pre každú nosnú dierku len jednu trysku. Nový Infant Flow LP má pre každú nosnú dierku trysky dve (tzv. "dual jet" technológia). Poskytuje tak oveľa viac prietoku a silnejšiu asistenciu, a to aj v exspiračnej fáze. Tlakový nárast na vyššiu CPAP úroveň je omnoho rýchlejší, čo je obzvlášť pozoruhodné v bifázickom režime. Výsledkom je značné zníženie dychovej práce novorodenca počas celého dychového cyklu.



nižší tlak, tichší systém



Interný prevádzkový tlak pre Infant Flow LP systém je vďaka "dual jet" technológii skoro o polovicu nižší v porovnaní s predchádzajúcimi systémami. Rozdiel je okamžitý. Nižší tlak znamená menej syčania a teda tichšiu prevádzku. Nižší interný tlak tiež znamená, že problém s automaticky plnenou komorou je minulosťou.

viac možností fixácie



Infant Flow LP čelenka

Infant Flow LP čiapočka



Žiadny iný produkt nezmenil starostlivosť o novorodencov s respiračnými ťažkosťami do takej miery ako práve Infant Flow nCPAP v roku 1995. Dnes je zlatým štandardom a primárnou terapeutickou metódou na väčšine novorodeneckých JIS. Infant Flow LP systém teraz opäť podstatne dvíha latku. Funguje lepšie, je jemnejší k nosu novorodenca, komfortnejšie použiteľný a tichší. Jednoducho nový, lepší systém na rovnakej cenovej úrovni!

Kontaktujte nás a dohodneme predvedenie nového Infant Flow LP systému priamo na vašom pracovisku. Nakoľko fixácia je oproti starému systému rozdielna, budeme spolu s Vami plánovať prechod na nový systém a s tým spojené preškolenie.

DARTIN

DARTIN Slovensko spol. s r. o.

Ľ. Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov * Pribylinská 4, 831 04 Bratislava

Tel. / fax: 051 7734403, 7723634 02 44871553, 44681035

e-mail: info@dartin.sk

difference

Service & Innovation