

David NEO-II resuscitační systém

Technická specifikace

Prostředí		Směšovač vzduch/kyslík	
Provozní teplota	18°C ~ 40°C	Rozsah	21 - 100% O ₂
Provozní vlhkost	5% ~ 95%	Přesnost	± 3% plného rozsahu
Teplota skladování	-40°C ~ 60°C		
Vlhkost skladování	5% ~ 95%		
Ochrana	IPX4		
Rozměry		Uživatelské nastavení	
Šířka	290 mm	Průtokoměry dýchací směsi	0 - 15 l/min
Výška	370 mm	Rozsah odsávačky	0 – 140 mmHg
Hloubka	180 mm		
Hmotnost	< 6 kg		
Vlastnosti systému		Resuscitační dýchací okruh	
Zdroje vzduchu/O ₂	Centrální rozvody nebo láhve s regulátorem	Rozsah tlaku PIP	1 - 60 cmH ₂ O
Vstupní tlak	300 - 500 kPa	Nastavitelný rozsah PEEP s T-kus okruhem	0 - 28 cmH ₂ O (dle specifikace T-kus okruhu s PEEP-ventilem)
Rozsah podtlaku	0 - 140 mmHg		
Přesnost manometru	± 2% plného rozsahu		
Maximální průtok (x2)	15 l/min	Nastavitelný rozsah PEEP s okruhem Inspire rPAP	0 - 22 cmH ₂ O dle nastaveného průtoku
Rozsah průtoku	0 - 15 l/min		
Přesnost průtoku	-5 l/min: ±½ l/min 5 - 10 l/min: ±1 l/min 10 - 15 l/min: ±2 l/min		
Manometr tlaku dýchacích cest		Doporučená hmotnost pacienta	
Rozsah	-10 do 80 cmH ₂ O	Hmotnost	do 10 kg
Přesnost manometru	± 2% plného rozsahu		

DARTIN spol. s r. o.
Suchdolská 688
252 62 Horoměřice
Tel: 241 470 361, 734 155 235
URL: <http://www.dartin.cz>
e-mail: info@dartin.cz

Ningbo David Medical Device Co., Ltd.
Add Bldg No.5 Ningbo Smart Park
#98 Chuanyuan Rd, Hi-tech Zone, Ningbo, P.R. China
Phone: +86 574 87800008
URL: <http://www.nbdavid.com>
e-mail: sales@nbdavid.com